



Aplicable a materias primas, colorantes, orgánicos cristalinos para determinar su pureza. Curva en pantalla, mide 3 muestras al mismo tiempo y calcula el promedio automáticamente.

DIGITAL (Pantalla LCD)

TECLADO INTEGRADO

RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE 25 300°C

LECTURA 0.1°C

CALENTAMIENTO LINEAR DE 0.2 A 5.0°C/min.

PRECISION < 200°C: $\pm 0.5^\circ\text{C}$; 200°C~300°C: $\pm 0.8^\circ\text{C}$

120 V



**APTO. P/MEDICION
DE PUNTO DE FUSION**

CAT. AP2400

Antes de utilizar su nuevo producto LEEX,
lea esta ficha técnica para evitar
cualquier mal funcionamiento.