



BALANZA DE JOLLY

● Cat: BA2000-EB150 ●

La balanza de Jolly se emplea para determinar la densidad de un sólido y de un líquido cuyo funcionamiento se basa en las propiedades elásticas de un resorte, y en la aplicación del principio de Arquímedes. "Todo cuerpo sumergido en el seno de un fluido, sufre una fuerza ascendente (empuje) cuyo valor es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo."



1 Incluye

- A) Tripie
- B) Regla graduada 70 cm
- C) Plataforma de aluminio
- D) Juego de resortes (3 pzs)
- B) Juego de pesas ranuradas (3 pzs)

DIMENSIONES

