



● **Cat: GI0210** ●

Código No. 63200

## **COLORANTE DE GIEMSA**

### **ASPECTO:**

Solución colorante azul intenso.

### **PROPIEDADES FÍSICAS:**

Densidad: > 0.800

PH de la solución: 7.0 – 8.0

### **USOS:**

Se utiliza para tinción de sangre. En este método se reemplazan los colorantes policromáticos por compuestos de azules con eosina y azul de metileno. Este colorante no sólo se utiliza en hematología, sino también en bacteriología, pues es un medio para resaltar los cuerpos de inclusión.

### **MANEJO Y ALMACENAMIENTO:**

Líquido flamable. Manténgase en frascos cerrados y almacene en lugares frescos y secos, alejados de fuentes de calor, chispas o fuego.

