



MODELO PARA COLOCACION DE DIU

Modelo de entrenamiento del DIU, modelo de entrenamiento de dispositivos anticonceptivos intrauterinos, simulador de práctica femenina
Modelo de entrenamiento de ginecología para enfermería Material

Instrucciones:

La característica de este producto es que la parte frontal del útero es transparente, y todo el proceso de colocación y extracción del DIU se puede observar bajo visión directa. El modelo de entrenamiento del DIU se sostiene con una mano, el otro dispositivo de colocación del DIU y el DIU especial se usa Dispositivo o anillo, que se inserta en el útero desde la abertura uterina para la capacitación de operación técnica de colocación y extracción.



MEDIDAS: 20 x 10 x 8 cm

CAT: M04850