




FICHA
TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS

- Modelo para realizar prácticas de colocación de sonda y corte de vena
- Para diversas modalidades: Cortar y exponer la vena de los vasos sanguíneos por separado, los vasos sanguíneos de tracción, el nudo y la colocación del tubo.
- Permite práctica de sutura en la piel

**MODELO DE INCISION
DE VENA**

Código: MO2830

Antes de utilizar su nuevo producto Leex,
lea esta ficha técnica para evitar
cualquier mal funcionamiento.