



## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS:

- Material piel sintética
- Modelo de enseñanza integral de la maternidad, se puede utilizar para, examen prenatal, desde el proceso de entrega (atención prenatal, en parto y después del parto), así como el cuidado de la madre y el recién nacido.
- El modelo está formado por cuerpo femenino adulto en periodo de alumbramiento, feto a término de parto, el recién nacido a término de parto
- Piernas flexibles, para simular diversas posiciones de alumbramiento
- La práctica del cuidado del pecho
- Maniobra de 4 pasos de Leopold
- Examen prenatal
- Equipado con el modelo de la dilatación cervical y la cabeza del feto modelo de coronación
- Dirección de fontanela posterior se puede cambiar mediante la rotación o el ajuste de la disminución
- Uterino textura es muy cerca del cuerpo humano, abertura cervical se puede identificar
- Operación de entrega Asistida
- Cuenta con 4 velocidades de alumbramiento.
- Posición perineal es suave y elástico, aplicable para la práctica del parto
- Articulaciones fetales son muy flexibles, aplicable a demostrar varios normal y posición fetal anormal
- La práctica de la enfermería neonatal
- Ejercicio sutura perineo
- Conjuntos de sutura pueden ser reemplazados
- El ejercicio de atención perineo
- Palpación abdominal obstétrica
- Palpación abdominal postparto
- La práctica del parto
- RCP simple (grávida y neonato)
- Postparto formación palpación uterina, equipado con los modelos siguientes:
- Contracción uterina en el 1er día (en buenas condiciones)
- Contracción uterina en el 1er día (en mal estado)
- Contracción uterina en el 5to día (en buenas condiciones)
- Contracción uterina en el 3er día (en buenas condiciones)



## MODELO DE PARTO SIMULADOR AVANZADO (SIMULADOR)

CAT: MO4200



Antes de utilizar su nuevo producto LEEX, lea este manual operativo para evitar cualquier mal funcionamiento.

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**



Marcos Carrillo # 345 Col Viaducto Piedad CP 08200 CDMX  
(55) 55309041 VENTAS: Locales Ext. 113 Foráneos Ext. 112  
Whatsapp: 5544715543